

**FACILE, RAPIDE, PRÊTE.**

**LA LIGNE QUI VOUS  
PERMET DE VOUS SENTIR  
TOUJOURS PROTÉGÉ.**



**ORTHOSELF**

BY ORTHOSERVICE



**ORTHOSERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better

# UNE LIGNE COMPLÈTE D'ORTHÈSES ÉLASTIQUES

## CETTE PEUR SUBTILE QUE L'ON CONTINUE DE RESSENTIR

Après une entorse, une élongation, une tendinite, on ressent souvent de la peur.

Peur de faire un faux mouvement et de subir une fois de plus le même traumatisme.

**ORTHOSELF EST LA LIGNE D'ORTHÈSES  
CONÇUE POUR NOUS FAIRE RETROUVER  
CONFIANCE ET SÉCURITÉ.**

## À QUI EST-ELLE DÉDIÉE ?

À **tous** ceux qui ont l'impression d'avoir une fragilité congénitale ou post-traumatique.

**Aux sportifs** qui remarquent une certaine asymétrie due à une fragilité congénitale ou post-traumatique.

**Aux personnes âgées** qui ont perdu le sentiment de sécurité dans leurs mouvements.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# L'ACTION DES SOMATORÉCEPTEURS

## LES RÉCEPTEURS SOMATOSENSORIELS

Muscles, articulations, tendons et peau sont munis de Somatorécepteurs qui envoient au cerveau des informations sur la position du corps, la température, le contact avec d'autres surfaces, etc. En fonction des informations qu'il reçoit, le cerveau renvoie des signaux en apportant, si nécessaire, des corrections permettant de maintenir l'équilibre, le confort et l'absence de douleur.

## QUE SE PASSE-T-IL APRÈS UNE LÉSION OU UN TRAUMATISME ?

Prenons l'exemple de la récupération après une contracture au mollet : le membre lancera au cerveau des signaux de fonctionnement altéré et le cerveau répondra de « le ménager », en faisant travailler davantage l'autre jambe qui, au fil du temps, en pâtira. **Ce cercle vicieux doit être interrompu.**



# COMPRESSION CIBLÉE POUR UN AGRÉABLE SOUTIEN

## COMMENT EST-ELLE FAITE ?

Les orthèses ont une structure tubulaire, anatomique et élastique. Elles sont réalisées avec un filé spécial qui génère une compression moyenne-élevée et bien distribuée, légèrement plus accentuée (couleur grise) là où cela est le plus nécessaire. Très confortables et respirantes, elles adhèrent parfaitement au corps, tout en maintenant un niveau de confort élevé.

## COMMENT AGIT-ELLE ?

Les orthèses exercent une **compression ciblée** qui stimule favorablement les somatorécepteurs, afin qu'ils envoient au cerveau des signaux corrects et que la **posture physiologique** puisse être rétablie. Elles favorisent la **circulation**, et donc la **résorption des oedèmes**, et respectent la **température corporelle**. Qui porte cette orthèse éprouve une agréable **sensation de soutien** et retrouve le courage de bouger avec **plus de sécurité**.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# EPI-S32

## PROTÈGE-COUDE SIMPLE

### ✓ DOULEURS CHRONIQUES, BURSITES OU TENDINITES

- ✪ Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre
- ✪ Perméable à l'air
- ✪ Capacité de compression moyenne élevée
- ✪ Bords confortables
- ✪ Composition: 70% polyamide, 30% élasthanne

REF.19032

Mesure	XS	S	M	L	XL
Tour cm*	20/23	23/27	27/31	31/35	35/40

Ambidextre / \*Circonférence de l'avant-bras



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MANU-S19

TUTEUR POUR POIGNET

- ✓ SÉQUELLES D'ENTORSES DU POIGNET
- ✓ TENDINITES ET TÉNOSYNOVITES
- ✓ PATHOLOGIES DÉGÉNÉRATIVES INFLAMMATOIRES DU POIGNET

- ✪ Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre
- ✪ Perméable à l'air
- ✪ Capacité de compression moyenne élevée
- ✪ Bords confortables
- ✪ Logement pour le pouce
- ✪ Composition: 70% polyamide, 30% élasthanne

REF.19019

Mesure	XS	S	M	L	XL
Tour cm*	14,5/15,5	15,5/16,5	16,5/17,5	17,5/18,5	18,5/20

Ambidextre / \*Tour de poignet



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



ORTHOSELF  
BY ORTHOSERVICE

# MIO-S33

CUISSARD

- ✓ **CONTRACTURES ET ÉLONGATIONS MUSCULAIRES DE LA CUISSE**
- ✓ **AIDE À LA REPRISE DE LA PRATIQUE SPORTIVE APRÈS UNE BLESSURE**

- ✦ Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre
- ✦ Perméable à l'air
- ✦ Capacité de compression moyenne élevée
- ✦ Bords confortables
- ✦ Composition: 70% polyamide, 30% élasthanne

REF.19033

Mesure	S	M	L	XL	XXL
Tour cm*	45/48	48/52	52/56	56/61	61/67

Ambidextre / \*Tour de cuisse



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# GENU-S60

GENOUILLÈRE

- ✓ GONALGIES DUES À DES CONTUSIONS
- ✓ DÉBUT D'ARTHROSE
- ✓ TENDINITES

- ✦ Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre
- ✦ Perméable à l'air
- ✦ Capacité de compression moyenne élevée
- ✦ Bords confortables
- ✦ Insert supérieur en silicone antidérapant
- ✦ Composition: 70% polyamide, 30% élasthanne

REF.19060

Mesure	XS	S	M	L	XL	XXL
Tour cm*	35/38	38/41	41/45	45/49	49/54	54/60

Ambidextre / \*Tour de cuisse + 15 cm au dessus de la rotule



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE

# MIO-S34

PROTÈGE-MOLLET

- ✓ **CONTRACTURES ET ÉLONGATIONS MUSCULAIRES DU MOLLET**
- ✓ **AIDE À LA REPRISE DE LA PRATIQUE SPORTIVE APRÈS UNE BLESSURE**

- ✦ **Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre**
- ✦ **Perméable à l'air**
- ✦ **Capacité de compression moyenne élevée**
- ✦ **Bords confortables**
- ✦ **Composition: 70% polyamide, 30% élasthanne**

REF.19034

Mesure	S	M	L	XL
Tour cm*	33/36	36/39	39/43	43/48

Ambidextre / \*Circonférence du mollet



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



**ORTHOSELF**  
BY ORTHOSERVICE

# MALLEO-S37

CHEVILLIÈRE

- ✓ **CONTUSIONS**
- ✓ **TENDINOPATHIE DU COU-DE-PIED ET DES PÉRONIERS**

- ✪ Tubulaire, anatomique et élastique pour une parfaite adhérence au membre
- ✪ Trame spéciale au talon pour une plus grande résistance
- ✪ Perméable à l'air
- ✪ Capacité de compression moyenne élevée
- ✪ Bords confortables
- ✪ Composition: 70% polyamide, 30% élasthane

REF.19037

Mesure	XS	S	M	L	XL
Tour cm*	19/21	21/24	24/27	27/30	30/33

Ambidextre / \*Circonférence de la cheville



Réalisée avec des machines Merz, en utilisant les mêmes critères de production que les bas médicaux de compression de seconde classe.



ORTHOSELF

BY ORTHOSERVICE



BY ORTHOSERVICE



9DCC700025FR002.0525



**Headquarter: ORTHOSERVICE AG**

Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland  
Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89  
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com



**ORTHOERVICE DEUTSCHLAND GmbH**

Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland  
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13  
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

**ORTHOERVICE POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel. +48 (0) 34 340 13 10 · (NIP): 9492246785  
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl

**OSUK Ltd**

Units 47&50 North East BIC  
Wearfield  
Sunderland Enterprise Park East  
Sunderland SR5 2TA  
Tel +44 (0) 191 51 66 220  
info@orthoservice.uk · www.orthoservice.uk

**RO+TEN S.r.l.**

Sede legale: Via Marco De Marchi 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia  
Sede operativa e amministrativa:  
Via Comasina 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia  
Tel. 0039 0362 18 51 200  
info@roplusten.com · www.roplusten.com



**ORTHOERVICE  
RO+TEN**

Take care feel better